

eakin dot®

das 2-teilige System von eakin **dot**®

eakin **dot**® macht den
größeren Unterschied



eakin® 

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE. •

Ein 2-teiliger Beutel in seiner eigenen Klasse mit **3 einzigartigen Innovationen**

Das 2-teilige System von eakin **dot**[®] spricht die Herausforderungen und Bedenken der Verbraucher an und macht das Leben ein wenig einfacher.

Es ist sicher, schnell und mühelos zu wechseln sowie bequem zu tragen, dank der 3 einzigartigen Innovationen:




Der violette Rastring

Eine deutliche optische Hilfe, um den Beutel über dem Ring zu positionieren. Dadurch kann der Beutel einfacher und schneller gewechselt werden.



skinsmart[™] Hydrokolloid mit längerer Lebensdauer

Bietet eine Soforthaftung, eine längere Tragezeit und eine verbesserte Sicherheit, dort, wo sie am meisten benötigt wird.



Die ‚Abziehhilfe‘

Verleiht Ihnen beim Wechseln des Beutels mehr Kontrolle, was wiederum mehr Sicherheit, weniger Auslaufen und einen rundum schnelleren Beutelwechsel ermöglicht.

Ein genauerer Blick auf das *skinsmart*[™] hydrokolloid **mit längerer Lebensdauer**

Der *skinsmart*[™] Hydrokolloid hat 3 hervorstechende Eigenschaften:



Soforthaftung

Das ermöglicht Ihnen, mit Ihrem Beutelwechsel (und Ihrem Tag!) schneller voranzukommen.



Längere Tragezeit

Dank der stärkeren Haftungseigenschaften. Das bedeutet eine längere Haftzeit, selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen.



Überragende Sicherheit und Komfort

Aufgrund der außergewöhnlich starken Haftung, Flexibilität und Hautfreundlichkeit.

3 Gründe für den eakin® dot 2-Teiler

Zusätzliche Sicherheit

- Ein sicherer Verschluss, der mit einem hörbaren ‚KLICK‘ einrastet.
- Eine ‚ABZIEHHILFE‘ verleiht Ihnen beim Wechseln des Beutels mehr Kontrolle.
- *skinsmart*® Hydrokolloid mit längerer Lebensdauer mit Soforthaftung und zusätzlicher Sicherheit.

„Hörbarer Klick...Angenehmer und zufriedenstellender Ton.“
„Genaue Abziehhilfe.“



Höhere Geschwindigkeit und größere Leichtigkeit

- Der ausKLAPPbare - Rastring verringert den Abwärtsdruck auf das Abdomen beim Wechseln des Beutels.
- Der violette Rastring hilft Ihnen, auf einen Blick zu erkennen, wie Sie den Beutel ausrichten müssen.
- Der Beutel kann in jeder Position angebracht werden – kein Ausrichten der Laschen notwendig.

„Ich kann meinen Beutel viel rascher wechseln.“
„Es ist wirklich leicht, die Finger unter den Ring zu stecken.“



Erhöher Komfort und Flexibilität

- Eine mit Schaumstoff bedeckte Basisplatte für zusätzlichen Komfort.
- Basisplatte in Blütenform passt sich an jede Körperkontur an.
- Hautfreundlicher *skinsmart*® Hydrokolloid mit längerer Lebensdauer.

„Ich habe eine Hernie und die Flexibilität der Basisplatte hat mir wirklich geholfen.“
„[Es] wäre auch sehr bequem, selbst wenn man es gleich postoperativ verwenden würde, da kein Druck auf das Abdomen ausgeübt wird.“



eakin® dot ist sehr benutzerfreundlich anzuwenden

Anbringen



1. AUSKLAPPEN

Nach dem Anbringen der Basisplatte ziehen Sie mit Ihren Fingern / Daumen den Rastring heraus.



2. KLICKEN

Platzieren Sie den Beutel auf den Rastring der Basisplatte und drücken Sie ihn fest, dann hören Sie ein Klicken. Dann kann der Rastring versenkt werden.

Entfernen



3. ABZIEHEN

Zum Entfernen den Beutel sanft nach unten ABZIEHEN und nach vorne knicken.

Bestellinformation

2-teilige **geschlossene Beutel** von eakin **dot**[®]

| Artikel-nummer | Beutel-größe | Rastring-größe | Packungs-inhalt |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 839900 | Mini | 60mm | 30 |
| 839901 | Standard | 60mm | 30 |
| 839902 | Maxi | 60mm | 30 |
| 839920 | Standard | 80mm | 30 |
| 839921 | Maxi | 80mm | 30 |

2-teilige **ausstreifbeutel Beutel** von eakin **dot**[®]

| Artikel-nummer | Beutel-größe | Rastring-größe | Packungs-inhalt |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 839903 | Mini | 60mm | 30 |
| 839904 | Standard | 60mm | 30 |
| 839905 | Maxi | 60mm | 30 |
| 839922 | Standard | 80mm | 30 |
| 839923 | Maxi | 80mm | 30 |

2-teilige flache **Basisplatten** von eakin **dot**[®]

| Artikel -nummer | Stoma- größe | Rastring- größe | Packungs- -inhalt |
|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 839800 | CTF 15-37.5mm | 60mm | 5 |
| 839801 | 20mm | 60mm | 5 |
| 839802 | 22.5mm | 60mm | 5 |
| 839803 | 25mm | 60mm | 5 |
| 839804 | 27.5mm | 60mm | 5 |
| 839805 | 30mm | 60mm | 5 |
| 839806 | 32.5mm | 60mm | 5 |
| 839807 | 35mm | 60mm | 5 |
| 839808 | 37.5mm | 60mm | 5 |
| | | | |
| 839809 | CTF 15-50mm | 80mm | 5 |
| 839810 | 40mm | 80mm | 5 |
| 839811 | 45mm | 80mm | 5 |
| 839812 | 50mm | 80mm | 5 |

Fordern Sie telefonisch Muster an



Tel. +43 (0)7229/63 902

info@publicare-plus.at

www.publicare-plus.at

••• publicare
plus